

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENT

MADE IN ITALY
SINCE 1985



TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT NAME	Disposable bibs in 2 layers of paper and coupled plastic
ITEM CODE	C60
MEASUREMENTS	cm 60x50 (standard model) cm 80x50 (long model)
COLOUR	Light blue, white, lilac, blue, green, orange, carton of 12 rolls
PACKAGING	Carton of 12 rolls Confezioni personalizzabili. Possibilità di stampa ad un colore
MATERIAL	Single-pile cellulose wadding 25 gr Neutral polythene film H.H.15 my
THERMAL PROPERTIES	---
MECHANICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS	<ul style="list-style-type: none">• Roll of 80 mantelline (standard model)• Roll of 60 mantelline (long model)• Goffratura "effetto tessuto" per migliorare assorbimento dei liquidi
CHEMICAL PROPERTIES	Accoppiatura mediante spalmatura di adesivo sintetico in soluzione acquosa tipo alimentare. Conforme al DM 20.03.73, norme FDA e BGA per imballaggi di prodotti alimentari. Esente da solventi
SAFETY DATA SHEET	N/A
INSTRUCTIONS FOR USE	Intended for dental, medical and aesthetic use for the protection of the patient
PRECAUTIONS	They have to avoid direct sunlight and, they have to be stored in a dry place and far from direct heat
RISKS ANALYSIS IN REF. D.L. 46 24/2/97	N/N
CLASSIFICATION REGULATION UE 2017/745	Not a medical device

N/A = NOT APPLICABLE

N/N = NOT NECESSARY

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENTMADE IN ITALY
SINCE 1985

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	Mantelline assorbenti impermeabilizzate monouso
NS CODICE	C60
MISURE	cm 60x50 (modello standard) cm 80x50 (modello lungo)
COLORE	Azzurro, verde, bianco, lilla, blu, arancio, lime.
CONFEZIONAMENTO	Cartoni da 12 rotoli. Confezioni personalizzabili. Possibilità di stampa ad un colore
MATERIALE	Ovatta di cellulosa monovelo 25 gr Film politene neutro H.H. 15 my
PROPRIETÀ TERMICHE	---
PROPRIETÀ MECCANICHE, FISICHE E CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none">• Rotoli da 80 mantelline (modello standard)• Rotoli da 60 mantelline (modello lungo)• Goffratura "effetto tessuto" per migliorare assorbimento dei liquidi
PROPRIETÀ CHIMICHE	Accoppiatura mediante spalmatura di adesivo sintetico in soluzione acquosa tipo alimentare. Conforme al DM 20.03.73, norme FDA e BGA per imballaggi di prodotti alimentari. Esente da solventi
SCHEDA DI SICUREZZA	N/A
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO	Destinati ad uso odontoiatrico, medico ed estetico per la protezione del paziente
PRECAUZIONI	Evitare il diretto contatto con la luce del sole, devono essere mantenuti in un luogo asciutto e distante da fonti di calore dirette
ANALISI DEI RISCHI IN RIF. D. L.46 24/2/97	N/N
CLASSIFICAZIONE REGOLAMENTO UE 2017/745	Non è un dispositivo medico

N/A = NON APPLICABILE

N/N = NON NECESSARIA