

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENTMADE IN ITALY
SINCE 1985

AVAILABLE COLORS



Lb/Bl Re/Gr



TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT NAME	Implantology universal burs holder
ITEM CODE	LT-2
MATERIAL/COMPONENTS	Base: Polyamide Lid: Polycarbonate Inserts: Silicone
THERMAL PROPERTIES	Autoclavable up to 121°C
MECHANICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS	• Universal bur holder for FG/RA, implant drills or scalers tips, with lid • Fully autoclavable • Available in two color combinations: blue/black and red/grey • Dimensions: 6,3x4,5 h 5
CLEANING	Use a cleaning agent suitable for the material
SAFETY DATA SHEET	N/N
INSTRUCTIONS FOR USE	This product is for professional use only
PRECAUTIONS/WARNINGS	Non-sterile
DISPOSAL	Disposal of the product must comply with local regulations and environmental guidelines
CLASSIFICATION REGULATION UE 2017/745	Not a medical device
RISKS ANALYSIS IN REF. D.L. 46 24/2/97	N/A

N/A = NOT APPLICABLE

N/N = NOT NECESSARY

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENTMADE IN ITALY
SINCE 1985

GAMMA COLORI



Az/NE Ro/Gr



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	Portafrese universale per implantologia
NS CODICE	LT-2
MATERIALE	Base: Poliammide Coperchio: Policarbonato Inserti: Silicone
PROPRIETÀ TERMICHE	Autoclavabile a 121°C
PROPRIETÀ MECCANICHE, FISICHE E CARATTERISTICHE	• Portafrese universale per FG/RA, punte implantologia e ablatori, con coperchio alto • Totalmente sterilizzabile • Disponibile in 2 varianti: azzurro/nero e rosso/grigio • Misure: 6,3x4,5 h 5
PULIZIA	Utilizzare solamente detergenti adatti al materiale
SCHEDA DI SICUREZZA	N/N
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO	Destinato esclusivamente a uso professionale
PRECAUZIONI	Non sterile
SMALTIMENTO	Lo smaltimento del prodotto deve essere conforme alle normative ed alle linee guida ambientali locali
CLASSIFICAZIONE REGOLAMENTO UE 2017/745	Non è un dispositivo medico
ANALISI DEI RISCHI IN RIF. D. L.46 24/2/97	N/A

N/A = NON APPLICABILE

N/N = NON NECESSARIA