

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +39 0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it



TECHNICAL SHEET

PRODUCT NAME	POLYCARBONATE PROTECTIVE VISOR WITH SUPPORT, CERTIFIED TO PROTECT THE FACE FROM SPRAYS AND SPLASHES
CODE	R3
COMPONENTS	VISOR: LEXAN (POLYCARBONATE) SHIELD THICKNESS:0.375MM FRAME: EP300K POLYPROPYLEN
THERMAL CHARACTERISTICS	THE FRAME IS STERILIZABLE AT 121°C
PHYSICAL CHARACTERISTICS, MECHANICAL CHARACTERISTICS AND PACKING	EASY SHIELD POSITIONING BY INSERTING INTO THE SLOTS. OPENING ON THE FRAME FOR PERFECT AIR VENTILATION. THE MOVEABLE SHIELD MEANS THE VISOR CAN BE OPENED. PERSONAL READING GLASSES CAN BE WORN WITH VISOR. PACKAGING: FRAME WITH 6 PROTECTIVE SHIELDS
CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTANT TO ALL CHEMICAL DISINFECTANTS
SAFETY DATA SHEET	N/A
PRECAUTION	BE CAREFUL: THE VISOR ONLY PROTECTS FROM LIQUID SPRAYS AND SPLASHES
INSTRUCTIONS FOR USE	ONLY TO BE USED BY QUALIFIED MEDICAL STAFF OR SPECIALISED DOCTOR/DENTIST. IT IS SUPPLIED NON-STERILE.
ANALYSIS RISK REF.D.L.46 24/2/97	YES
CLASS CEE EN 166	IT IS PROTECTIVE PERSONAL EQUIPMENT (PPE)

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +39 0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENT

MADE IN ITALY
SINCE 1985



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	VISIERA PROTETTIVA IN POLICARBONATO CON SUPPORTO, CERTIFICATA PER PROTEGGERE IL VOLTO DA SCHIZZI.
NS CODICE	R3
MATERIALE	VISIERA: LEXAN (POLICARBONATO) SPESSORE VISIERA: 0.375 mm MONTATURA: EP300K POLIPROPILENE
PROPRIETÀ TERMICHE	LA MONTATURA È STERILIZZABILE A 121°C
PROPRIETÀ MECCANICHE, FISICHE, CARATTERISTICHE, CONFEZIONAMENTO	FACILE POSIZIONAMENTO DELLA VISIERA TRAMITE L'INSERIMENTO NELLA FESSURA. APERTURA SULLA MONTATURA PER CONSENTIRE UNA PERFETTA AERAZIONE. LA MONTATURA SNODABILE PERMETTE DI SOLLEVARE LA VISIERA SOPRA LA NUCA. CONSENTE L'USO DEI PROPRI OCCHIALI DA VISTA. CONFEZIONE: MONTATURA E 6 VISIERE PROTETTIVE.
PROPRIETÀ CHIMICHE	RESISTE A TUTTI GLI AGENTI CHIMICI DISINFETTANTI
SCHEDA DI SICUREZZA	N/A
PRECAUZIONI	ATTENZIONE: LA VISIERA PROTETTIVA PROTEGGE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA SPRUZZI DI LIQUIDI
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO	DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE DAL MEDICO SPECIALISTA O DA PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO. VIENE FORNITA IN CONDIZIONE "NON STERILE"
ANALISI DEI RISCHI IN RIF. D. L.46 24/2/97, 37/2010	Sì
CLASSIFICAZIONE CEE EN 166	È UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

N/A = NON APPLICABILE N/N = NON NECESSARIA