

## Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +39 0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

**LARIDENT**

MADE IN ITALY  
SINCE 1985



# TECHNICAL SHEET

PRODUCT NAME	PROTECTIVE POLYCARBONATE VISOR WITH AN ULTRA LIGHT FRAME THAT CLICKS INTO PLACE, AUTOCLAVABLE AT 121° C
CODE	R52
COMPONENTS	VISOR: SABIC (POLYCARBONATE) VISOR THICKNESS: 0.175 mm FRAME: POLYPROPYLENE HEAD-STRAP: SILICONE
THERMAL CHARACTERISTICS	THE SHIELD IS REUSABLE AND CAN BE DISINFECTED WITH SOLUTIONS WITHOUT ALCOHOL THE FRAME AND HEAD-STRAP ARE STERILIZABLE AT 121° C
PHYSICAL CHARACTERISTICS, MECHANICAL CHARACTERISTICS AND PACKING	PACKAGE: A FRAME + 6 SHIELDS THE SHIELD IS HIGHLY PROTECTIVE VERTICALLY AND HORIZONTALLY, IT IS BIGGER THAN STANDARD DIMENSIONS TO GUARANTEE A BETTER FACIAL COVERING. IT HAS AN ADJUSTABLE SILICONE HEAD STRAP TO AVOID THE VISOR SLIPPING DOWN AND A NASAL SUPPORT THAT CAN BE CLICKED INTO PLACE (RECOMMENDED FOR THOSE WHO DO NOT WEAR READING GLASSES)
CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTANT TO ALL CHEMICAL DISINFECTANTS
PRECAUTION	WARNING: USE ONLY AS FACE SHIELD AGAINST SPLASHING LIQUID, WATER OR SALIVA
INSTRUCTIONS FOR USE	SUPPLIED IN "NON-STERILE" CONDITION. AUTOCLAVABLE. THE PRODUCT IS FOR SINGLE USE. AVAILABLE INSTRUCTIONS FOR FITTING INSIDE CARTON BOX.
ANALYSIS RISK REF.D.L.46 24/2/97	AVAILABLE ONLY IN ITALIAN
CLASS CEE EN 166	IS AN INDIVIDUAL PROTECTION DEVICE (DPI)

## Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +39 0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

**LARIDENT**

MADE IN ITALY  
SINCE 1985



# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	VISIERA PROTETTIVA IN POLICARBONATO CON MONTATURA, ULTRA LEGGERA AD INCASTRO AUTOCLAVABILE A 121°C
NS CODICE	R52
MATERIALE	VISIERA: SABIC (POLICARBONATO) SPESSORE: 0.175 mm FRAME: POLYPROPYLENE CATENELLA: SILICONE
PROPRIETÀ TERMICHE	LO SCHERMO PROTETTIVO È RIUTILIZZABILE E DISINFETTABILE A FREDDO CON LIQUIDI A BASE NON ALCOLICA. IL FRAME E LA CATENELLA SONO STERILIZZABILI A 121°C
PROPRIETÀ MECCANICHE, FISICHE, CARATTERISTICHE, CONFEZIONAMENTO	CONFEZIONE: 1 MONTATURA + 6 VISIERE LA VISIERA È AD ALTA PROTEZIONE FRONTALE, ORIZZONTALE E VERTICALE, SUPERIORE ALLE DIMENSIONI STANDARD PER GARANTIRE UNA MAGGIORE COPERTURA. DOTATA DI LACCIO IN SILICONE REGOLABILE PER EVITARE CHE LA VISIERA SCIVOLI E DI SUPPORTO NASALE POSIZIONABILE AD INCASTRO (CONSIGLIATO PER CHI NON PORTA OCCHIALI DA VISTA)
PROPRIETÀ CHIMICHE	RESISTE A TUTTI GLI AGENTI CHIMICI DISINFETTANTI
PRECAUZIONI	ATTENZIONE: LA VISIERA PROTETTIVA PROTEGGE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA GOCCE E SPRUZZI D'ACQUA O SALIVA
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO	DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE DAL MEDICO SPECIALISTA O DA PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO. VIENE FORNITA IN CONDIZIONE "NON STERILE" ED IL PRODOTTO È MONOUSO
ANALISI DEI RISCHI IN RIF. D. L.46 24/2/97, 37/2010	SI
CLASSIFICAZIONE CEE EN 166	E' UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

N/A = NON APPLICABILE N/N = NON NECESSARIA