

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +39 0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENT

MADE IN ITALY
SINCE 1985



TECHNICAL SHEET

PRODUCT NAME	PROTECTIVE POLYCARBONATE VISOR APPLICABLE WITH CLIPS ON A PRATICAL AND LIGHT FRAME NOT AUTOCLAVABLE
CODE	R62
COMPONENT	SHIELD: SABIC (POLYCARBONATE) VISOR THICKNESS: 0.250 mm FRAME: MAKROLON 2458 (POLYCARBONATE)
PHYSICAL CHARACTERISTICS, MECHANICAL CHARACTERISTICS AND PACKING	THE R62 PACKED INCLUDING: 6 VISOR AND 1 FRAME SHIELD THE SHIELD IS APPLICABLE AT THE FRAME WITH CROCODILE CLIPS THE FRAME IS NOT AUTOCLAVABLE, DISINFECT WITH COLD DISINFECTANT, WITHOUT ALCOHOL
CHEMICAL CHARACTERISTIC	THE SHIELD IS REUSABLE; THE FRAME IS NOT AUTOCLAVABLE (PROP. TERMICHE)
PRECAUTION	WARNING: USE ONLY AS FACE SHIELD AGAINST SPLASHING LIQUID OF WATER SALIVA
INSTRUCTIONS FOR USE	SUPPLIED IN "NON-STERILE" CONDITION. AUTOCLAVABLE. THE PRODUCT IS SINGLE USE. AVAILABLE INSTRUCTION FOR FITTING INSIDE CARTON BOX.
ANALYSIS OF THE RISKS REF.D.L.46 24/2/97	AVAILABLE ONLY IN ITALIAN
CLAS. CEE EN 166	IS AN INDIVIDUAL PROTECTION DEVICE (DPI)

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +39 0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENT

MADE IN ITALY
SINCE 1985



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	VISIERA PROTETTIVA IN POLICARBONATO, APPLICABILE CON PINZETTE AD UN PRATICO E LEGGERISSIMO SUPPORTO IN PLASTICA
NS CODICE	R62
MATERIALE	VISIERA: SABIC (POLICARBONATO) SPESSORE: 0.250 mm MONTATURA: MAKROLON 2458 (POLICARBONATO)
PROPRIETÀ TERMICHE	LO SCHERMO PROTETTIVO È RIUTILIZZABILE; IL FRAME NON È AUTOCLAVABILE, DISINFETTARE A FREDDO CON LIQUIDI DI DISINFEZIONE NON A BASE ALCOLICA
PROPRIETÀ MECCANICHE, FISICHE, CARATTERISTICHE, CONFEZIONAMENTO	CONFEZIONE: 1 MONTATURA + 6 VISIERE LA VISIERA CON SPESSORE 0.250 mm È APPLICABILE CON PINZETTE A UN PRATICO E LEGGERISSIMO SUPPORTO IN PLASTICA
PROPRIETÀ CHIMICHE	DISINFETTARE A FREDDO CON LIQUIDI DI DISINFEZIONE NON A BASE ALCOLICA
PRECAUZIONI	ATTENZIONE: LA VISIERA PROTETTIVA PROTEGGE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA GOCCE E SPRUZZI D'ACQUA O SALIVA
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO	DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE DAL MEDICO SPECIALISTA O DA PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO. VIENE FORNITA IN CONDIZIONE "NON STERILE"
ANALISI DEI RISCHI IN RIF. D. L.46 24/2/97, 37/2010	SI
CLASSIFICAZIONE CEE EN 166	E' UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

N/A = NON APPLICABILE N/N = NON NECESSARIA