

LARIDENT

MADE IN ITALY
SINCE 1985



Linea Modelli Dimostrativi

Demonstration model





B12

Model for conservative practice with 32 screw-fixed
Model for conservative practice with 32 screw-fixed ivory teeth and rigid gums gingivae

Modello per conservativa 32 denti fissati a vite
Modello per conservativa 32 denti fissati a vite per manichino con basi rigide e denti in ivorina

B12/T

Set of 32 ivory teeth

Denti di ricambio in ivorina




B13

Partial model for prosthesis practice with hard gingivae and hard resin teeth

Partial model for prosthesis practice with hard gingivae and hard resin teeth

Modello parziale per esercitazione di protesi con gengiva rigida e denti in resina dura

Modello parziale per esercitazione di protesi con gengiva rigida e denti in resina dura





B29

32 ivory teeth fixed through a screw

Model of mouth for conservative practice with 32 ivory teeth fixed through a screw

32 denti con gengive e denti fissati a vite in ivorina

Modello 32 denti con gengive e denti fissati a vite in ivorina per esercitazione di conservativa e protesi



B29/T

Set of 32 ivory teeth

Denti di ricambio in ivorina



B14/N

Model of mouth for conservative practice with 28 hard resin teeth fixed through a screw

Model of mouth for conservative practice with 28 hard resin teeth fixed through a screw

Modello 28 denti con gengive e denti fissate a vite in resina dura per esercitazione di conservativa e protesi

Modello 28 denti con gengive e denti fissate a vite in resina dura per esercitazione di conservativa e protesi





B15

Model of mouth for conservative practice with 28 teeth

Model of mouth for conservative practice with 28 ivory teeth fixed through a screw

Modello dimostrativo per conservativa 28 denti

Modello 28 denti fissate a vite in ivorina con gengive

B15/T

Set of 28 spare ivory teeth

Denti di ricambio in ivorina




B16


Model for surgery practice

Model for surgery practice for the phantom head from synthetic spongy material. Teeth incorporated in the bone, cysts, granulomas. 12 surgical operations.

Modello per esercitazione di chirurgia

Modello per esercitazione di chirurgia in materiale sintetico che riproduce l'effetto corticale e midolare di una bocca umana. Sono presenti 12 interventi tra granulomi, cisti, estrazioni, apicectomia.





B30

Model for parodontology with fixed teeth and diffusely carious

Model for parodontology with fixed teeth and diffusely carious. Hyperplastic gum gingivae for surgery

Modello di parodontologia con denti fissi che presentano varie carie al colletto

Modello di parodontologia con denti fissi che presentano varie carie al colletto. Le gengive in materiale iperplastico ottime per effettuare interventi di sutura



B31

Model for parodontology with fixed teeth

Model for parodontology with fixed through screw ivory teeth and diffusely carious

Modello di parodontologia con denti fissati a vite

Modello di parodontologia con denti in ivorina fissati a vite con carie e gengivae per sutura



B32

Model endodontics practice from semirigid resin with gum

Model endodontics practice from semirigid resin with gum

Modello per endodonzia semirigido con gengive

Modello per endodonzia semirigido con gengive. Nei denti sono presenti camera pulpale e canale.



B34

Model for practice of oral hygiene equipped

Model for practice of oral hygiene equipped with transparent pink gum gingivae showing parodontopathies with screw-fixed teeth.

Modello per esercitazione di igienista con gengive parodontopatiche

Gengive parodontopatiche e denti fissati a vite con i primi 4 molari fortemente scollettati.



B39

Model for practice of oral hygiene equipped

Model for practice of oral hygiene equipped with bicolor screw-fixed teeth and strong bones shrinkage DX.

Modello per esercitazione di igienista con occlusore

Il modello presenta una forte retroazione ossea lato DX.





B41/N

Model of jaw without teeth in transparent material for sinus lifting

Model of jaw without teeth in transparent material for sinus lifting

Mascella edentula in materiale trasparente per esercitazione del rialzo del seno.

Mascella edentula in materiale trasparente per esercitazione del rialzo del seno



B45

Model of mandible

Model of mandible in synthetic resina for practice with ossivore cutters

Modello di mandibola

Modello di mandibola in materiale di resina sintetica ottimo per esercitazioni con frese ossivore



B46


Model of mandible for practice of implantology

Model of mandible for practice of implantology in sponge material

Modello di mandibola per esercitazione di implantologia

Modello di mandibola per esercitazione di implantologia in materiale sintetico poroso





B47

Model of mouth with 28 teeth fixed

Model of mouth with 28 teeth fixed through a screw with soft gingivae with occluder. Perfect for practice of dental hygienist.

Modello 32 denti fissati a vite

Modello 32 denti fissati a vite con occlusore e gengiva morbida. Ideale per esercitazione di igienista.


B48

Model of mouth for extraction practice that could be used as Post extraction

Model of mouth for extraction practice that could be used as post extraction

Modello di esercitazioni di estrazione

Modello per esercitazioni di estrazioni utilizzabile anche come post estrattivo



B49

Ortodontic simulator for practice

Ortodontic simulator for practice. Attach the bracket. Dip the jaws into 60C warm water. Observe the final result. It is supplied with wax block. Model could be used several times.

Simulatore ortodontico composto da basi in resina e gengive in cera

Simulatore ortodontico composto da basi in resina e gengive in cera speciale. Montati i bracket il modello viene immerso in acqua calda temp. 60 C. I denti iniziano a muoversi e ruotare per ottenere il risultato finale. Viene fornito con un cubetto di cera aggiuntiva. Il modello può essere riutilizzato.



B22

Mouth model with rooted removable teeth and pink gum gingivae

Mouth model, full scale, assembled on an occlusor with rooted removable teeth and pink gum gingivae.

Modello con occlusore con gengive rosa e denti estraibili

Modello con occlusore con gengive rosa e denti estraibili radicolari a 2 colori estraibili



B50

Mouth model with rooted removable teeth and transparent gum gingivae

Mouth model, full scale, assembled on an occlusor with rooted removable teeth and transparent gum gingivae.

Modello con occlusore con gengive trasparenti

Modello con occlusore con gengive trasparenti e denti estraibili radicolati 2 colori



B51

Mouth model with channelled roots in transparent resin

Mouth model assembled on an occlusor with transparent gum gingivae with channelled roots in transparent resin.

Modello con denti estraibili radicolati e canalizzati

Modello con occlusore con gengive trasparenti e denti estraibili radicolati e canalizzati

B20

Human skull decomposable into 10 parts

Human skull decomposable into 10 parts. Full-scale, anatomically precise, it reproduces the internal structure.

Modello di cranio a grandezza naturale sezionato in 10 parti

Modello di cranio a grandezza naturale sezionato in 10 parti. Riproduce fedelmente l'anatomia di un cranio vero.





B52

Enlarged model with 3 stages of caries progression

Enlarged model stumped in the roots and in section that show the 3 stages of caries progression.

Modello ingrandito per avanzamento progressivo della carie

Modello in resina notevolmente ingrandito che rappresenta l'avanzamento progressivo della carie.



B53

14 enlarged crowns with support

14 enlarged crowns on a scale of 5:1 with support.

14 corone ingrandite con base

14 corone in resina con base in scala 5:1





B23

Enlarged mouth model on a scale of 5:1 of root canal therapy with crown

Model of tooth which is decomposable in various sections on base (from 21 to 25 cm high).

Molare inferiore scomponibile

Molare inferiore scomponibile su base h 21 cm



B55

Model with braces

Model with braces permanently affixed and ligature wire. 1st class

Modello ortodontico con bracket

Modello ortodontico con bracket 1 classe





B21

Model showing the teeth development at the age of 5

Model showing the teeth development and roots formation at the age of 5 years

Modello dello sviluppo della dentizione a 5 anni
Modello dimostrativo dello sviluppo della dentizione a 5 anni di età con carie

B24

Model of teeth development at the age of 7 years

Model showing the teeth development and roots formation at the age of 7 years

Modello dello sviluppo della dentizione a 7 anni
Modello dimostrativo dello sviluppo della dentizione a 7 anni di età



B28

Model showing the teeth development at 10 years

Model showing the teeth development and roots formation at the age of 10 years

Modello dello sviluppo della dentizione a 10 anni
Modello dimostrativo dello sviluppo della dentizione a 10 anni di età





B25

Full-scale transparent model showing different pathologies

Full-scale transparent model showing different pathologies (crowns, bridges, carious, implants).

Modello dialogo medico paziente

Modello dialogo medico paziente presenta vari ponti, impianti, perni, ricostruzioni, denti inclusi con nervo mandibolare. Presente un foglio illustrativo.




B26

Mouth model with removable teeth affected by carious and paradonthopathies

Full-scale transparent human mouth model with removable teeth affected by carious and paradonthopathies

Modello con denti estraibili affetti da carie e paradontopatie

Modello dimostrativo con denti estraibili affetti da carie e paradontopatie



B27

Enlarged implant with support and crown

Enlarged implant with support and crown

Impianto ingrandito con base e corona

Impianto ingrandito con base e corona





B88

Hermetic Phantom head for practice

Hermetic Phantom head for practice with mask, pintle in steel, skull for phantom, articulator and tongue included

Manichino dentale completo

Manichino per esercitazioni dentali completo di maschera in gomma (PM), asta in acciaio, calotta (PCL), articolatore (PAR) e lingua. La chiusura ermetica della maschera permette l'utilizzo dell'acqua, che fuoriesce dal manichino tramite un apposito scolo nella parte posteriore. L'asta con snodo permette di inclinare la testa in varie posizioni.



B89

Articulator in high quality steel for phantom head for GF Dental and other models. Gum tongue included

Articulator in high quality steel for phantom head for GF Dental and other models. Gum tongue included.

Articolatore

Articolatore in metallo con blocco della parte inferiore sull'asta. Il pistoncino permette lo scorrimento in altezza dell'articolatore. Il pomello centrale ricrea la protrusione e retrusione della parte inferiore dell'articolatore. E' possibile posizionare tutti i modelli GF Dental e di altre case produttive. Viene fornito di lingua in silicone.





Larident Srl
via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna (Genova)
Tel. +39 0185 939481 - Fax. +39 0185 938595
info@larident.it - www.larident.it