

# Disponibile Da:



## VERITIP

**Canula chirurgica sterile in plastica con adattatore**

- Puntale diametro 2,5 mm
- Adattatore doppio per il collegamento a tubi di aspirazione  $\varnothing$  11 mm e  $\varnothing$  16 mm
- Confezionate singolarmente

**C55** - confezione 20 pz, con adattatore



## NASTRO CODIFICATORE

**Pratico nastro codificatore autoclavabile**

- Disponibile in 7 colori
- Misura 6,3 mt x spessore 6,35 mm.

**AUX-260** colore bianco

**AUX-261** colore giallo

**AUX-262** colore arancione

**AUX-263** colore blu

**AUX-264** colore verde

**AUX-266** colore nero

**AUX-267** colore rosso

**ROLO MISURA DOPPIA  
RISPETTO AGLI STANDARD**



## PORTAIMPRONTA

**Tray monouso 3 in 1**

- Permettono il rilievo contemporaneo di impronta, rapporto occlusale ed antagonista su impronte con tecnica mono fase
- Ampio piano occlusale
- Plastica resistente e forte
- Pareti appositamente progettate per una maggiore ritenzione
- Rete di qualità con trama in poliestere resistente allo strappo
- Colore manico: Blu


**PP 18-N401** Posteriore - 36pz/scatola

**PP 18-N402** Quadrante - 36pz/scatola

**PP 18-N403** Senza lato - 36pz/scatola

**PP 18-N404** Anteriore - 36pz/scatola


**PP 18-N405** Arco pieno - 24pz/scatola



## CUSTODIE

### Involucri protettivi per sistemi digitali ai fosfori

- Apertura rapida a strappo.
- Si adattano alla maggior parte delle lastre in commercio.
- Monouso e Oxy-biodegradabile
- Materiale morbido con angoli arrotondati
- La parte frontale opaca protegge dalla luce e garantisce una ottima qualità di immagine
- La linguetta adesiva permette una facile apertura/chiusura.



#### APERTURA CENTRALE - pezzi 50

PP 188-3 No. 3 - I.D. 58x30 mm

#### APERTURA DALL'ALTO - pezzi 100

PP 198-0 No. 0 - I.D. 27x40 mm

PP 198-1 No. 1 - I.D. 28x45 mm

PP 198-2 No. 2 - I.D. 34x46 mm

## GUAINE

Protezione eccellente per i sensori radiografici. Varietà di misure per vari modelli, compatibile con tutti i più importanti modelli sul mercato


#### GUAINA PER SENSORI STANDARD - pezzi 500

PP 140-XS Guaina protettiva RX X-SMALL mm 38x200

PP 140-S Guaina protettiva RX SMALL mm 42x200

PP 140-M Guaina protettiva RX MEDIUM mm 45x200

PP 140-L Guaina protettiva RX LARGE mm 60x250



#### GUAINA IN CARTA

per proteggere le piastre per fosfori quando posizionate all'interno delle guaine - pezzi 100

PP 178-0 Guaina in carta mm 72(36+36)x23


PP 178-1 Guaina in carta mm 84(42+42)x24

PP 178-2 Guaina in carta mm 84(42+42)x30

#### GUAINA PER SENSORI DOPPIA - pezzi 500

PP 183-1 Guaina protettiva RX DOPPIA mm 34/50x220

PP 183-2 Guaina protettiva RX DOPPIA mm 38/55x220



# CARTA DI ARTICOLAZIONE RADAR BLU ROSSO 65

Carta di articolazione extra sensibile per un corretto controllo dell'occlusione

## RADAR BLU/ROSSO

Blu e Rosso sulla stessa carta per un rapido controllo doppio. Di forma anatomica, a ferro di cavallo o curva con impugnatura per il pollice.

### NN 07-004

Blu/rosso ferro di cavallo

### NN 07-003

Blu/rosso curvo

## RADAR BLU/BLU


Entrambi i lati colorati di blu. Il resto uguale al radar blu/rosso.

### NN 07-002

Blu/blu ferro di cavallo

### NN 07-001

Blu/blu curvo



**Confezionamento:** Ferro di cavallo 6 libretti per 12 fogli - Curve 12 libretti per 12 fogli

## PUNALI APPLICATORI

- Per mordenzanti e fluidi
- Design universale Luer-Lock
- Piegabile
- Monouso

**PP 080** Gauge 20 (0,9x13 mm) FLOW TIP - confezione 100 pz

**PP 081** Gauge 23 (0,6x13 mm) ETCH TIP - confezione 100 pz



PP 081



PP 080

## TERMINALI INTRAORALI

- Monouso
- Attacco universale
- Disponibile in giallo o bianco

**PP 085** Puntali gialli - 100 pz

**PP 086** Puntali trasparenti - 100 pz



PP 085




PP 086

## CATENELLA

Catenella porta tovaglioli monouso

- Monouso
- Adesiva sulle estremità
- Spessore 15 mm
- Lunghezza 44 cm estendibile fino a 60 cm

**PP 2209** - confezione 100 pz






























# NORDIN POST

## Perni canalari (ex Mirapost)

- Alta qualità di lega senza piombo con ottima finitura
- Forma conica
- Placcati in oro 24K ad alto spessore
- Possono essere avvitati e cementati
- Ricambi dorati pz. 12 per conf. (H)

**MISURE COMPATIBILI  
CON PERNI PIÙ DIFFUSI**



	S (8 mm)	M (9,5 mm)	L (12 mm)	XL (14 mm)
				
n° 6 (ø 1,80) 356 025	H 355 981	H 355 987	H 355 993	H 355 995
				
n° 5 (ø 1,65) 356 024	H 355 980	H 355 986	H 355 992	
				
n° 4 (ø 1,50) 356 023	H 355 979	H 355 985	H 355 991	H 355 994
				
n° 3 (ø 1,35) 356 022	H 355 978	H 355 984	H 355 990	
				
n° 2 (ø 1,20) 356 021	H 355 977	H 355 983	H 355 989	
				
n° 1 (ø 1,05) 356 020	H 355 976	H 355 982	H 355 988	

VAI ALLE ISTRUZIONI



Chiavi per perni



**A TUBO  
H 356 027**



**A CROCE  
H 356 028**

# FIRE PASTE

## Pasta di cottura per il fissaggio nel forno di lavori in ceramica

- Estremamente resistente al calore, ignifuga, stabile e cremosa
- Serve per il lavoro di stabilizzazione sul perno di ritenzione
- Pronto all'uso, facile da applicare, modellabile a piacere
- Previene la distorsione dal fuoco, la contaminazione e lo scolorimento
- Facile da rimuovere con aria compressa - senza graffiare o sabbare
- Nessun tempo di asciugatura, per tutte le cotture ceramiche fino a 1.500°C

**D400-600** siringa da 12 gr

**PRODOTTO DA  
LABORATORIO**



**Larident Srl**

Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna (Genova)  
Tel. 0185 938068 - www.larident.it

